

# KLUGE



# KLAVIATUREN

## Innovationen seit 1876

### Anwendung und Ergebnisse:

Jeweils 1 Tropfen **Tro-Fex** mittels Pipette an das Garniertuch geben, wenige Sekunden einwirken lassen. Anschließend einen handelsüblichen Garnierstempel in die Garnierung stecken und mindestens 8 Stunden trocknen lassen.

Danach wird der Garnierstempel wieder herausgenommen.

Nachdem der Filz getrocknet ist, ergeben sich folgende Vorteile:

- er ist gegen Feuchtigkeit geschützt
- er wurde mit einem leichtem Gleitmittel behandelt
- das Spiel am Vorderstift sowie am Waagebalkenstift kann sehr genau eingestellt werden

### Achtung:

**Tro – Fex** ist nur geeignet für Tuche, die mit wasserfesten Leimen eingeleimt werden.

### Zeitaufwand:

Die komplette Behandlung einer Klaviatur mit **Tro – Fex** dauert ca. 45 Minuten.

### Vertrieb:

Der Filz – Optimizer kann direkt bei uns bestellt werden, aber auch bei allen Pianoteile – Händlern in Deutschland (Jahn, Baumgärtel, Meyne).

### Kosten:

Die Kosten pro Klaviatur liegen bei ca. 7-8 € ohne Arbeitslohn. Durch das deutliche Reduzieren des Eindrücken einer Klaviatur ergibt sich kein zusätzlicher Arbeitsaufwand.

### Weitere Entwicklungen:

Um bei Privatkunden eine schnellere Behandlung vornehmen zu können, bieten wir Messing – Stöpsel an, die erwärmt werden können und den Trocknungsprozess deutlich reduzieren.

### Gefahr

*Hinweise:*

*Von Kindern fernhalten Augenkontakt vermeiden. Falls etwas in die Augen gelangt, diese gründlich mit Wasser ausspülen. Sprühnebel nicht einatmen. Intensiver Hautkontakt kann zu Reizungen führen.*

Kluge Klaviaturen GmbH Alte Pulvermühle 20 42855 Remscheid

Tel: 02191 – 690280 Fax: 02191 – 6902818

[info@kluge-klaviaturen.de](mailto:info@kluge-klaviaturen.de) [www.kluge-klaviaturen.de](http://www.kluge-klaviaturen.de)